


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd300F/Irem-1 Humano Para Citometría De Flujo - Q8Tdq1

Número de artículo: CM0005934



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido al CD300F/IREM-1 humano, validado para citometría de flujo. Reconoce el receptor inhibidor en células mieloides, involucrado en la regulación inmune y la eferocitosis. Adecuado para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Ac. monoclonal de conejo anti-CD300F/IREM-1 humano
Observaciones/Alias	CD300LF; CD300f; CLM-1; CLM1; IREM-1; IREM1; IgSF13; LMIR3; NKIR; Molécula similar a CMRF35 1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	146722
ID de gen	146722
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-156 del CD300F/IREM-1 humano (NP_620587.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8TDQ1
Peso proteico	18kDa/21kDa/26kDa/32kDa
Envío	Bolsa de hielo