

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd301/Clec10A Para Fc - Q8Iun9

Número de artículo: CM0004391



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD301/CLEC10A humano para citometría de flujo. Reconoce un receptor de lectina tipo C en CPA que se une a glicanos terminados en GalNAc, relevante en investigación de inmunología y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano CD301/CLEC10A
Observaciones/Alias	HML; MGL; HML2; CD301; CLECSF13; CLECSF14; CD301/CLEC10A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10462
GeneID	10462
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8IUN9
Peso Proteico	28kDa/32kDa/35kDa
Envío	Bolsa de hielo