

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd301/Clec10A Para Fc - Q8Iun9

Número de artículo: CM0010938



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD301/CLEC10A humano (CLEC10A), validado para citometría de flujo. Reconoce un receptor de lectina tipo C en células dendríticas; específico para humano. Para investigación en inmunología y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-humano CD301/CLEC10A
Observaciones/Alias	HML, MGL, HML2, CD301, CLECSF13, CLECSF14, CD301/CLEC10A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10462
GeneID	10462
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 61-316 del CD301/CLEC10A humano (NP_878910.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8IUN9
Peso proteico	28kDa/32kDa/35kDa
Envío	Bolsa de hielo