


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd301/Clec10A Conjugado Con Abflo 488 Para Fc - Q8Iun9

Número de artículo: CM0004411



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con ABflo 488 dirigido al CD301/CLEC10A humano para citometría de flujo. Detecta el receptor de lectina tipo C involucrado en el reconocimiento de GalNAc, la modulación inmune y la presentación de antígenos en células mieloides.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-humano CD301/CLEC10A conjugado con
Observaciones/Alias	HML; MGL; HML2; CD301; CLECSF13; CLECSF14; CD301/CLEC10A
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10462
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 61-316 del CD301/CLEC10A humano (NP_878910.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8IUN9
Peso Molecular de la Proteína	28kDa/32kDa/35kDa
Envío	Bolsa de hielo