

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd303/Bdca-2 Conjugado Con Para Fc - Q8Wtt0

Número de artículo: CM0007776



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el CD303/BDCA-2 humano (CLEC4C), validado para citometría de flujo. Dirigido al marcador de células dendríticas plasmacitoides. Adecuado para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano CD303/BDCA-2 conjugado con
Observaciones/Alias	CLEC4C; BDCA2; CD303; CLECSF11; CLECSF7; DLEC; HECL; PRO34150; Miembro C de la familia 4 del dominio de lectina tipo C
Especie	humano
GeneID (humano)	170482
GeneID	170482
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8WTT0
Peso Molecular de la Proteína	21kDa/25kDa
Envío	Bolsa de hielo