

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd303/Bdca-2 Humano Conjugado Con Para Citometría De Flujo - Q8Wtt0

Número de artículo: CM0012287



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el CD303/BDCA-2 humano (CLEC4C) para citometría de flujo. Reconoce el CD303 humano. Adecuado para la identificación de células dendríticas plasmacitoides en aplicaciones de investigación y diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD303/BDCA-2 humano conjugado con
Observaciones/Alias	CLEC4C; BDCA2; CD303; CLECSF11; CLECSF7; DLEC; HECL; PRO34150; Miembro C de la familia 4 del dominio de lectina tipo C
Especie	Humano
ID del gen	170482
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 45-213 del CD303/BDCA-2 humano (NP_569708.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8WTT0
Peso proteico	21kDa/25kDa
Envío	Bolsa de hielo