

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd303/Bdca-2 Humano Para Citometría De Flujo - Q8Wtt0

Número de artículo: CM0011860



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD303/BDCA-2 (CLEC4C) humano. Validado para citometría de flujo, ideal para inmunofenotipado de células dendríticas plasmacitoides. SWISS: Q8WTT0.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD303/BDCA-2 humano
Observaciones/Alias	CLEC4C; BDCA2; CD303; CLECSF11; CLECSF7; DLEC; HECL; PRO34150; familia de dominios de lectina tipo C miembro 4 C
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	170482
ID de gen	170482
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 45-213 del CD303/BDCA-2 humano (NP_569708.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8WTT0
Peso proteico	21kDa/25kDa
Envío	Bolsa de hielo