

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd303/Bdca-2 Humano Para Citometría De Flujo - Q8Wtt0

Número de artículo: CM0008854



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD303/BDCA-2 humano, conjugado con , validado para citometría de flujo. Ideal para el estudio de células dendríticas plasmacitoides y mecanismos de presentación de antígenos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD303/BDCA-2 humano
Observaciones/Alias	DLEC; HECL; BDCA2; CD303; BDCA-2; CLECSF7; CLECSF11; PRO34150
Especie	Humano
GeneID (Humano)	170482
GeneID	170482
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 45-213 del CD303/BDCA-2 humano (NP_569708.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8WTT0
Peso proteico	21kDa/25kDa
Envío	Bolsa de hielo