


Conejo Anti-Humano Cd304/Neuropilin-1 Mab Para Fc - 014786

Número de artículo: CM0004662



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD304/Neuropilin-1 humano, validado para citometría de flujo. Adecuado para estudios de angiogénesis, neurodesarrollo y factor huésped de SARS-CoV-2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD304/Neuropilin-1 mAb
Observaciones/Alias	NP1, NRP, BDCA4, CD304, VEGF165R
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8829
GeneID	8829
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-644 del CD304/Neuropilin-1 humano (NP_003864.5)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O14786
Peso Proteico	68kDa/71kDa/103kDa
Envío	Bolsa de hielo