


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd304/Neuropilina-1 Humano Para Citometría De Flujo - O14786

Número de artículo: CM0009792



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD304/Neuropilina-1 humano (SWISS O14786) para citometría de flujo. Validado con inmunógeno recombinante que incluye el dominio extracelular. Ideal para investigación en angiogénesis, neurodesarrollo y entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD304/Neuropilina-1 humano
Observaciones/Alias	NP1; NRP; BDCA4; CD304; VEGF165R
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8829
GeneID	8829
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-644 de CD304/Neuropilina-1 humano (NP_003864.5).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O14786
Peso de la proteína	68kDa/71kDa/103kDa
Envío	Bolsa de hielo