

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd305/Lair1 Para Fc - Q6Gtx8

Número de artículo: CM0006117



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Humano CD305/LAIR1 para citometría de flujo (FC). Específico para LAIR1 humano, expresado en células NK, T, B, monocitos y células dendríticas. Ideal para el análisis de receptores de células inmunes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Humano CD305/LAIR1
Observaciones/Alias	LAIR1; CD305; LAIR-1; receptor 1 similar a inmunoglobulina asociado a leucocitos
Especie	Humano
ID de gen (humano)	3903
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-163 del CD305/LAIR1 humano (NP_002278.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q6GTX8
Peso proteico	23kDa/29kDa/31kDa
Envío	Bolsa de hielo