

## Mab De Conejo Anti-Cd305/Lair1 Humano - Q6Gtx8

Número de artículo: CM0012268



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD305/LAIR1 humano, validado para citometría de flujo. Detecta el receptor inhibidor en células NK, T y B, apoyando la investigación en inmunología e inmunooncología.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | mAb de conejo anti-CD305/LAIR1 humano                                                                                                   |
| Observaciones/Alias           | LAIR1; CD305; LAIR-1; receptor similar a inmunoglobulina asociado a leucocitos 1                                                        |
| Especie                       | Humano                                                                                                                                  |
| ID genético                   | 3903                                                                                                                                    |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-163 de CD305/LAIR1 humano (NP_002278.2) |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                                  |
| Categoría                     | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                |
| Aplicación                    | CF                                                                                                                                      |
| Reactividad cruzada           | Humano                                                                                                                                  |
| SWISS                         | Q6GTX8                                                                                                                                  |
| Peso molecular de la proteína | 23kDa/29kDa/31kDa                                                                                                                       |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                          |