

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd305/Lair1 Para Citometría De Flujo - Q6Gtx8

Número de artículo: CM0004480



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el CD305/LAIR1 humano, validado para citometría de flujo (FC). Reconoce un receptor inhibidor en células NK, células T y células B; adecuado para estudios inmunológicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-Humano CD305/LAIR1
Observaciones/Alias	LAIR1; CD305; LAIR-1; receptor 1 similar a inmunoglobulina asociado a leucocitos
Especie	Humano
ID del Gen	3903 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-163 del CD305/LAIR1 humano (NP_002278.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q6GTX8
Peso Proteico	23kDa/29kDa/31kDa
Envío	Bolsa de hielo