

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd307A/Fcrl1 Para Fc - Q96La6

Número de artículo: CM0010267

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD307a/FCRL1 humano (proteína similar al receptor Fc 1). Validado para citometría de flujo en muestras humanas, compatible con el análisis de subpoblaciones de células B y la investigación de inmunofenotipado.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Humano CD307a/FCRL1
Observaciones/Alias	FCRH1; IFGP1; IRTA5; CD307a
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	115350
ID de gen	115350
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-303 del CD307a/FCRL1 humano (NP_443170.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q96LA6
Peso proteico	47kDa/40kDa/22kDa
Envío	Bolsa de hielo