

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd307A/Fcrl1 Para Fc - Q96La6

Número de artículo: CM0005122

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD307a/FCRL1 humano (FCRH1, IRTA5, CD307a). Validado para citometría de flujo. Adecuado para el estudio de la activación de células B y las vías de señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Conejo anti-Humano CD307a/FCRL1 mAb
Observaciones/Alias	FCRH1; IFGP1; IRTA5; CD307a
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	115350
ID de gen	115350
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q96LA6
Peso proteico	47kDa/40kDa/22kDa
Envío	Bolsa de hielo