

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd307A/Fcrl1 Humano Para Citometría De Flujo - Q96La6

Número de artículo: CM0004265

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD307a/FCRL1 humano, validado para citometría de flujo. Adecuado para estudios de señalización del receptor de células B, inmunofenotipado y aplicaciones de investigación en células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD307a/FCRL1 humano
Anotaciones/Alias	FCRH1; IFGP1; IRTA5; CD307a
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	115350
ID de gen	115350
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-303 de CD307a/FCRL1 humano (NP_443170.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q96LA6
Peso molecular de proteína	47kDa/40kDa/22kDa
Envío	Bolsa de hielo