

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd307B (Fcrl2) Para Fc - Q96La5

Número de artículo: CM0004347

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD307b humano (FCRL2) para citometría de flujo. Validado en muestras humanas. CD307b puede regular el desarrollo de células B y se expresa preferentemente en células B de memoria.

[Aprende más](#)

Nombre del producto	Conejo anti-Humano CD307b mAb
Observaciones/Alias	FCRH2, IFGP4, IRTA4, SPAP1, CD307b, SPAP1A, SPAP1B, SPAP1C
Especie	Humano
ID de Gen	79368
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-395 del CD307b humano (NP_110391.2))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q96LA5
Peso proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo