

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd307B Humano Para Fc - Q96La5

Número de artículo: CM0005869

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD307b humano (FCRL2/IRTA4). Validado para citometría de flujo, adecuado para investigación sobre desarrollo de células B y células B de memoria.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD307b humano
Observaciones/Alias	FCRH2; IFGP4; IRTA4; SPAP1; CD307b; SPAP1A; SPAP1B; SPAP1C
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79368
GeneID	79368
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-395 de CD307b humano (NP_110391.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q96LA5
Peso de la proteína	56kDa
Envío	Bolsa de hielo