

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd307B Humano Para Citometría De Flujo - Q96La5

Número de artículo: CM0005863

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con de alta calidad dirigido contra CD307b humano (FCRL2) para citometría de flujo. Validado para reactividad cruzada en humanos, peso proteico de 56 kDa, inmunógeno recombinante. Ideal para investigación en inmunología de linfocitos B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD307b humano
Notas/Alias	FCRH2; IFGP4; IRTA4; SPAP1; CD307b; SPAP1A; SPAP1B; SPAP1C
Especie	Humano
GeneID	79368
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-395 de CD307b humano (NP_110391.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q96LA5
Peso proteico	56 kDa
Envío	Bolsa de hielo