

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd314 Humano Para Fc - P26718

Número de artículo: CM0010636



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD314 (NKG2D) humano, validado para citometría de flujo. Permite la detección directa de la expresión del receptor activador de células NK en estudios inmunológicos y oncológicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD314 humano
Observaciones/Alias	KLR; CD314; NKG2D; NKG2-D; D12S2489E
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	22914
ID de gen	22914
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P26718
Peso proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo