

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd314 (Nkg2D) Humano Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P26718

Número de artículo: CM0008716



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el CD314 (NKG2D) humano, validado para citometría de flujo. Ideal para estudios de inmunovigilancia e investigación de la activación de células NK/T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD314 humano
Observaciones/Alias	KLR; CD314; NKG2D; NKG2-D; D12S2489E
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	22914
ID del gen	22914
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 73-216 del CD314 humano (NP_031386.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P26718
Peso proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo