

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd317/Bst2 Humano Para Fc - Q10589

Número de artículo: CM0009447



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD317/BST2 humano (Tetherina/HM1.24) conjugado con , validado para citometría de flujo (FC). Dirigido contra un factor de restricción antiviral de 20 kDa; adecuado para investigaciones sobre inmunidad innata y gemación viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD317/BST2 humano
Observaciones/alias	CD317; HM1.24; TETHERINA
Especie	Humana
ID del gen (humano)	684
ID del gen	684
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 49-160 de CD317/BST2 humano (NP_004326.1)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q10589
Peso de la proteína	20 kDa
Envío	Bolsa de hielo