

Mab De Conejo Anti-Cd317/Bst2 Humano Para Citometría De Flujo - Q10589

Número de artículo: CM0008602



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD317/BST2 (Tetherin) humano. Diseñado para aplicaciones de citometría de flujo. Útil para el estudio de mecanismos de restricción viral, desarrollo de linfocitos B y mieloma múltiple.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD317/BST2 humano
Observaciones/Alias	CD317; HM1.24; TETHERIN
Especie	Humano
GeneID (Humano)	684
GeneID	684
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 49-160 de CD317/BST2 humano (NP_004326.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q10589
Peso proteico	18kDa/19kDa
Envío	Bolsa de hielo