

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd317/Bst2 Humano Para Fc - Q10589

Número de artículo: CM0012269



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD317/BST2 humano (Teterina), validado para citometría de flujo (FC). Ideal para estudiar la restricción antiviral y la señalización inmunitaria en muestras humanas. 18-19 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD317/BST2 humano
Observaciones/alias	CD317; HM1.24; TETERINA
Especie	Humano
ID del gen (humano)	684
ID del gen	684
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 49-160 de CD317/BST2 humano (NP_004326.1)
Origen	Konijn
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q10589
Peso de la proteína	18 kDa/19 kDa
Envío	Bolsa de hielo