

Rabbit Anti-Human Cd31/Pecam1 Mab Para Fc - P16284

Número de artículo: CM0008784



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD31/PECAM1 humano para aplicaciones de citometría de flujo (FC). Validado en muestras humanas, reconoce una proteína de 83 kDa. Ideal para estudios de leucocitos y células endoteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Rabbit anti-Human CD31/PECAM1 mAb
Observaciones/Alias	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5175
GeneID	5175
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-601 del CD31 humano (NP_000433.4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P16284
Peso Proteico	83kDa
Envío	Bolsa de hielo