

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd31/Pecam1 Humano Para Citometría De Flujo - P16284

Número de artículo: CM0010940



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD31/PECAM1 humano, conjugado con el fluoróforo , para el análisis por citometría de flujo de células endoteliales, plaquetas y leucocitos. Validado para FC, presenta reactividad cruzada con humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD31/PECAM1 humano
Observaciones/Alias	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
Especie	Humano
GeneID	5175
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-601 de CD31/PECAM1 humano (NP_000433.4)
Origen	Oryctolagus cuniculus
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P16284
Peso molecular	83 kDa
Envío	Bolsa de hielo