

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd326/Epcam Humano Para Fc - P16422

Número de artículo: CM0005021



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD326/EPCAM humano, validado para citometría de flujo. Detecta la molécula de adhesión de células epiteliales para aplicaciones de investigación en cáncer y células madre.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD326/EPCAM humano
Observaciones/Alias	ESA; KSA; M4S1; MK-1; DIAR5; EGP-2; EGP40; KS1/4; MIC18; TROP1; BerEp4; EGP314; HNPCC8; LYNCH8; MOC-31; Ber-Ep4; TACSTD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4072
GeneID	4072
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-265 de CD326/EPCAM humano (NP_002345.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P16422
Peso de la proteína	35 kDa
Envío	Bolsa de hielo