

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd326/Epcam Para If/Icc Y Fc - P16422

Número de artículo: CM0005562



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD326/EpCAM humano, validado para inmunofluorescencia (IF/ICC) y citometría de flujo (FC). Ideal para la investigación de la molécula de adhesión celular epitelial en estudios de cáncer y células madre.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Conejo anti-Humano CD326/EPCAM
Observaciones/Alias	ESA; KSA; M4S1; MK-1; DIAR5; EGP-2; EGP40; KS1/4; MIC18; TROP1; BerEp4; EGP314; HNPCC8; LYNCH8; MOC-31; Ber-Ep4; TACSTD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4072
GeneID	4072
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-265 del CD326/EPCAM humano (NP_002345.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P16422
Peso proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo