

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd33 Humano Para Fc - P20138

Número de artículo: CM0009162



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD33 humano (Siglec-3, p67) para citometría de flujo. Detecta un antígeno de superficie mieloide de ~40 kDa. Apto para muestras humanas. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD33 humano
Observaciones/Alias	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
Especie	Humano
GeneID (humano)	945
GeneID	945
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P20138
Peso proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo