

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd33 Para Citometría De Flujo - P20138

Número de artículo: CM0011611



Introducción

Anticuerpo monoclonal conejo anti-humano CD33 para citometría de flujo, reactivo con CD33 humano. Adecuado para la detección del antígeno de superficie de células mieloides CD33, una lectina de unión a ácido siálico implicada en la regulación inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Ac. monoclonal conejo anti-humano CD33
Observaciones/Alias	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	945
GeneID	945
Immunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-259 del CD33 humano (NP_001763.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P20138
Peso proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo