

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd33 Humano Para Citometría De Flujo - P20138

Número de artículo: CM0004807



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el CD33 humano (Siglec-3, gp67). Reconoce el dominio extracelular. Validado para citometría de flujo. Ideal para inmunofenotipado de células mieloides y microglía. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Rabbit anti-Human CD33
Notas / Alias	CD33; SIGLEC-3; SIGLEC3; p67; molécula CD33
Especie	Humano
ID genético (Humano)	945
ID genético	945
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-259 de la proteína CD33 humana (NP_001763.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P20138
Peso molecular de la proteína	25kDa/33kDa/39kDa
Envío	Bolsa de hielo