

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd335/Nkp46 Humano Para Fc - O76036

Número de artículo: CM0012537



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra CD335/NKp46 humano, validado para citometría de flujo. Reconoce el receptor de citotoxicidad natural 1 en células NK. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD335/NKp46 humano
Observaciones/Alias	LY94; CD335; NKP46; NK-p46
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	9437
ID de gen	9437
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-254 de CD335/NKp46 humano (NP_004820.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O76036
Peso de la proteína	21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa
Envío	Bolsa de hielo