

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd335/Nkp46 Para If/Icc Y Fc - O76036

Número de artículo: CM0009028



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD335/NKp46 humano (NCR1). Adecuado para la detección de células NK mediante IF/ICC y citometría de flujo. Validado en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-humano CD335/NKp46
Observaciones/Alias	NCR1; CD335; LY94; NK-p46; NKP46; receptor 1 desencadenante de citotoxicidad natural
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9437
GeneID	9437
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-254 del CD335/NKp46 humano (NP_004820.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O76036
Peso proteico	21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa
Envío	Bolsa de hielo