

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd335/Nkp46 Para If/Icc, Fc - O76036

Número de artículo: CM0010427



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD335/NKp46 humano (NCR1), validado para inmunofluorescencia y citometría de flujo. Ideal para investigación de células asesinas naturales (NK) e inmunofenotipado.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal conejo anti-humano CD335/NKp46
Observaciones/Alias	NCR1, CD335, LY94, NK-p46, NKP46, receptor 1 desencadenante de citotoxicidad natural
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	9437
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 22-254 del CD335/NKp46 humano (NP_004820.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O76036
Peso Molecular de la Proteína	21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa (múltiples isoformas)
Envío	Bolsa de hielo