

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd336/Nk-P44 Humano Para Fc - O95944

Número de artículo: CM0010171



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad conjugado con contra CD336/NK-p44 humano (NCR2). Validado para citometría de flujo (FC) de células asesinas naturales activadas; 31 kDa. Ideal para inmunología tumoral e investigación de células NK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD336/NK-p44 humano
Observaciones/alias	LY95; CD336; NKP44; NK-p44; dJ149M18.1
Especie	Humana
GeneID (humano)	9436
GeneID	9436
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-190 de CD336/NK-p44 humano (NP_004819.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	O95944
Peso molecular de la proteína	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo