


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd337/Nkp30 Humano Conjugado Con Para Fc - O14931

Número de artículo: CM0009679



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD337/NKp30 humano, validado para citometría de flujo. Adecuado para estudiar la citotoxicidad mediada por células NK y la maduración de células dendríticas en investigación inmunooncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD337/NKp30 humano
Observaciones/Alias	1C7; MALS; CD337; LY117; NKp30
Especie	Humano
GeneID (Humano)	259197
GeneID	259197
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-135 del CD337/NKp30 humano (NP_667341.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O14931
Peso proteico	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
Envío	Bolsa de hielo