

Conejo Anti-Humano Cd337/Nkp30 Anticuerpo Monoclonal Para Citometría De Flujo - O14931

Número de artículo: CM0011089



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD337/NKp30 humano, validado para citometría de flujo. Adecuado para la investigación de células asesinas naturales, inmunología de tumores y estudios de citotoxicidad de células NK. Reacciona con humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD337/NKp30 mAb
Observaciones/Alíase	1C7; MALS; CD337; LY117; NKp30
Especie	Humano
GeneID (Humano)	259197
GeneID	259197
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-135 del CD337/NKp30 humano (NP_667341.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O14931
Peso Proteico	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
Envío	Bolsa de hielo