

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd337/Nkp30 Para Citometría De Flujo - O14931

Número de artículo: CM0004132



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra CD337/NKp30 humano (NCR3) para citometría de flujo. Ideal para estudiar la citotoxicidad de las células NK, la inmunología tumoral y la maduración de las células dendríticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD337/NKp30 mAb
Observaciones/Alias	1C7; MALS; CD337; LY117; NKp30
Especie	Humano
GeneID (Humano)	259197
GeneID	259197
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-135 del CD337/NKp30 humano (NP_667341.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de Flujo)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O14931
Peso Proteico	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
Envío	Bolsa de hielo