

Conejo Anti-Humano Cd337/Nkp30 Anticuerpo Monoclonal Para If/Icc Y Fc (Intra) - O14931

Número de artículo: CM0006067



Introducción

Anticuerpo monoclonal conejo anti-humano CD337/NKp30 conjugado con , validado para IF/ICC y citometría de flujo intracelular. Se dirige al receptor de activación de la citotoxicidad natural 3 (NCR3) expresado en células NK; reactivo humano, O14931.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD337/NKp30 mAb
Observaciones/Alias	NCR3; 1C7; CD337; LY117; MALS; NKp30; receptor de activación de la citotoxicidad natural 3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	259197
GeneID	259197
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-135 del CD337/NKp30 humano (NP_667341.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC (intra)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O14931
Peso Proteico	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
Envío	Bolsa de hielo