

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd34 Humano Para Fc - P28906

Número de artículo: CM0009091

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD34 humano (P28906) para citometría de flujo. Detecta células progenitoras hematopoyéticas y células endoteliales. Adecuado para aplicaciones de FC en investigación hematopoyética. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD34 humano
Observaciones/Alias	CD34; molécula CD34; GIG3
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	947
ID del gen	947
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 170-290 de CD34 humano (NP_001020280.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P28906
Peso molecular de la proteína	35kDa/41kDa
Envío	Bolsa de hielo