

Conejo Anti-Humano Cd34 Anticuerpo Monoclonal Para If/Icc Y Fc - P28906

Número de artículo: CM0004865

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD34 humano, validado para inmunofluorescencia (IF/ICC) y citometría de flujo (FC). Ideal para estudios de células madre hematopoyéticas y células endoteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD34 mAb
Observaciones/Alias	CD34;molécula CD34;GIG3;MORT1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	947
ID de Gen	947
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 170-290 del CD34 humano (NP_001020280.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P28906
Peso Proteico	35kDa/41kDa
Envío	Bolsa de hielo