

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd34 Humano Para If/Icc Y Citometría De Flujo - P28906

Número de artículo: CM0012332

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el CD34 humano, validado para inmunofluorescencia y citometría de flujo. Adecuado para la investigación de células madre hematopoyéticas y células endoteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD34 humano
Observaciones/Alias	CD34;molécula CD34;GIG3;MORT1
Especie	Humano
GenelD	947
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 170-290 del CD34 humano (NP_001020280.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P28906
Peso proteico	35kDa/41kDa
Envío	Bolsa de hielo