

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd35 Humano Para Fc - P17927

Número de artículo: CM0005027

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD35 humano para la detección por citometría de flujo del receptor de complemento tipo 1 (CR1) humano en eritrocitos y células inmunitarias. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD35 humano
Observaciones/Alias	CR1; C3BR; C4BR; CD35; KN; receptor de complemento tipo 1
Especie	Humano
GenelD (humano)	1378
GenelD	1378
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 901-1095 del CD35 humano (NP_000564.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P17927
Peso Molecular de la Proteína	223kDa
Envío	Bolsa de hielo