

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd35 Humano Conjugado Con Para Fc - P17927

Número de artículo: CM0007933



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el CD35 humano (CR1). Validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la adherencia inmune mediada por complemento, la opsonización, la entrada viral y la diferenciación de células T reguladoras.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD35 humano
Observaciones/Alias	CR1; C3BR; C4BR; CD35; KN; receptor de complemento tipo 1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1378
ID del Gen	1378
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene los aa 901-1095 del CD35 humano, NP_000564.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P17927
Peso Proteico	223kDa
Envío	Bolsa de hielo