

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd35 Para Citometría De Flujo - P17927

Número de artículo: CM0008365



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD35 humano (CR1). Validado para citometría de flujo, detecta el receptor de complemento tipo 1 en eritrocitos y células inmunitarias. Ideal para estudiar la adherencia inmune y la eliminación mediada por complemento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-humano CD35
Observaciones/Alias	CR1; C3BR; C4BR; CD35; KN; receptor de complemento tipo 1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1378
ID del gen	1378
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 901-1095 del CD35 humano (NP_000564.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P17927
Peso proteico	223kDa
Envío	Bolsa de hielo