

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd353/Slamf8 Para Citometría De Flujo - Q9P0V8

Número de artículo: CM0009379

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD353 (SLAMF8) humano. Validado para citometría de flujo, adecuado para la investigación de células B y tejidos linfoides. Materias primas IVD fiables de CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD353/SLAMF8 mAb
Observaciones/Alias	BLAME; CD353; SBBI42
Especie	Humano
GenelD (Humano)	56833
GenelD	56833
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinada que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-123 del CD353/SLAMF8 humano (NP_064510.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9P0V8
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo