


Mab De Conejo Anti-Cd355/Crtam Humano Para Fc - 095727

Número de artículo: CM0008541



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD355/CRTAM humano para citometría de flujo. Dirige contra CRTAM, una molécula de adhesión de linfocitos T que regula la activación y la retención tisular. Adecuado para investigación en linfocitos T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD355/CRTAM humano
Observaciones/Alias	CD355
Especie	Humano
GeneID (Humano)	56253
GeneID	56253
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-287 de la proteína CD355/CRTAM humana (NP_062550.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O95727
Peso molecular de la proteína	22 kDa/44 kDa
Envío	Bolsa de hielo