

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd369/Dectin-1 Para Fc - Q9Bxn2

Número de artículo: CM0011351

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano CD369/Dectin-1 conjugado con , validado para citometría de flujo (FC). Reconoce el receptor de beta-glucano CLEC7A, lo que permite realizar estudios sobre la inmunidad innata y las infecciones fúngicas. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano CD369/Dectin-1
Observaciones/alias	CLEC7A; BGR; CANDF4; CD369; CLECSF12; DECTIN1; SCARE2; dominio de lectina tipo C que contiene 7A
Especie	humana
ID del gen (humano)	64581
ID del gen	64581
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 66-247 de CD369/Dectin-1 humano (NP_922938.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9BXN2
Peso de la proteína	5 kDa/8 kDa/13-27 kDa
Envío	Bolsa de hielo