

Mab De Conejo Anti-Humano Cd369/Dectin-1 Conjugado Con Para Fc - Q9Bxn2

Número de artículo: CM0009345

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con de alta calidad dirigido a CD369/Dectin-1 (CLEC7A) humano, un receptor de reconocimiento de patrones para beta-glucanos. Validado para citometría de flujo, adecuado para estudios de inmunidad innata y patogénesis fúngica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	mAb de conejo anti-humano CD369/Dectin-1
Observaciones/Alias	CLEC7A; BGR; CANDF4; CD369; CLECSF12; DECTIN1; SCARE2; dominio de tipo lectina C que contiene 7A
Especie	humana
GeneID	64581
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 66-247 de CD369/Dectin-1 humano, NP_922938.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9BXN2
Peso de la proteína	5kDa/8kDa/13-27kDa
Envío	Bolsa de hielo