

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd369/Dectin-1 Humano Para Citometría De Flujo - Q9Bxn2

Número de artículo: CM0008914

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD369/Dectin-1 (CLEC7A) humano para citometría de flujo. Se dirige al dominio extracelular; ideal para detectar Dectin-1 en leucocitos y células dendríticas en investigaciones sobre inmunidad innata e infecciones fúngicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD369/Dectin-1 humano
Observaciones/Sinónimos	CLEC7A; BGR; CANDF4; CD369; CLECSF12; DECTIN1; SCARE2; dominio de lectina tipo C que contiene 7A
Especie	Humano
GeneID (humano)	64581
GeneID	64581
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 66-247 de CD369/Dectin-1 humano (NP_922938.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9BXN2
Peso molecular de la proteína	5 kDa/8 kDa/13-27 kDa
Envío	Bolsa de hielo